




บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์** แปร่งยาว 1.7 มม.*45 ซม.
- ผู้ผลิต** CHEIRONHEALTHCARE ประเทศออสเตรเลีย
- วัตถุประสงค์การใช้งาน** ใช้ขัดล้างพื้นผิวภายในของอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นหลอดท่อ
- คุณลักษณะ**
- ขนแปรงทำจาก Nylon 6/10 ทนทาน มีความยืดหยุ่นดี กันน้ำ สามารถทนความร้อนได้ 210°C
 - ก้านแปรงทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) 304 มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ระดับความแข็ง 92 Rockwell B มีความทนทานต่อแรงเครียดได้ 520-720 MPa
 - ตัวแปรงสามารถนำเข้ากระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อที่ 134°C ได้ *โดยความคงทนจะลดลงตามจำนวนครั้งของการทำให้ปราศจากเชื้อที่อุณหภูมิ 134°C*
- ขนาด และการออกแบบ** มีการแบ่งลักษณะด้าม ความยาวด้าม และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวแปรง ดังนี้

ขนาดหัวแปรง (มม.)	ความยาวแนวขน (มม.)	ความยาวด้าม (มม.)	ลักษณะด้าม
1.7	15	400	สแตนเลส



รหัสเอกสาร: 01-02 01-02 สเปค แปรงจิ๋ว 1.7X400 มม.



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmedical.com
www.etmmedical.com