




บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์** แปร่งยาว 5 มม.*60 ซม. (ด้ามอ่อน)
- ผู้ผลิต** CHEIRONHEALTHCARE ประเทศออสเตรเลีย
- วัตถุประสงค์การใช้งาน** ใช้ขัดล้างพื้นผิวภายในของอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นหลอดท่อ
- คุณลักษณะ**
- ด้ามแปร่งทำจาก Polyoxymethylene (POM) ซึ่งมีความทนทาน ไม่หักงอง่าย และคงรูปได้ดี สามารถทนความร้อนได้ 170°C
 - ขนแปร่งทำจาก Nylon 6/10 ทนทาน มีความยืดหยุ่นดี กันน้ำ สามารถทนความร้อนได้ 210°C
 - ก้านแปร่งทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) 304 มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ระดับความแข็ง 92 Rockwell B มีความทนทาน ต่อแรงเครียดได้ 520-720 MPa
 - ตัวแปร่งสามารถนำเข้ากระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อที่ 134°C ได้ *โดยความคงทนจะลดลงตามจำนวนครั้งของการทำให้ปราศจากเชื้อที่อุณหภูมิ 134°C*

ขนาด และการออกแบบ มีการแบ่งลักษณะด้าม ความยาวด้าม และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวแปร่ง ดังนี้

ขนาดหัวแปร่ง (มม.)	ความยาวแนวขน (มม.)	ความยาวด้าม (มม.)	ลักษณะด้าม
5.0	25	600	อ่อน



รหัสเอกสาร: 01-07 สเปค ด้ามฟ้า 5EX600 มม. (ด้ามอ่อน)



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmedical.com
www.etmmedical.com