




บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด  
ETM Medical Co., Ltd.

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์**                      แปร่งยาว 20 มม.\*50 ซม.
- ผู้ผลิต**                                CHEIRONHEALTHCARE ประเทศออสเตรเลีย
- วัตถุประสงค์การใช้งาน**        ใช้ขัดล้างพื้นผิวภายในของอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นหลอดท่อ
- คุณลักษณะ**
- ด้ามแปร่งทำจาก Polyoxymethylene (POM) ซึ่งมีความทนทาน ไม่หักงอง่าย และคงรูปได้ดี สามารถทนความร้อนได้ 170°C
  - ขนแปร่งทำจาก Nylon 6/10 ทนทาน มีความยืดหยุ่นดี กันน้ำ สามารถทนความร้อนได้ 210°C
  - ก้านแปร่งทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) 304 มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ระดับความแข็ง 92 Rockwell B มีความทนทาน ต่อแรงเครียดได้ 520-720 MPa
  - ตัวแปร่งสามารถนำเข้ากระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อที่ 134°C ได้ \*โดยความคงทนจะลดลงตามจำนวนครั้งของการทำให้ปราศจากเชื้อที่อุณหภูมิ 134°C\*

**ขนาด และการออกแบบ**        มีการแบ่งลักษณะด้าม ความยาวด้าม และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวแปร่ง ดังนี้

| ขนาดหัวแปร่ง (มม.) | ความยาวแนวขน (มม.) | ความยาวด้าม (มม.) | ลักษณะด้าม |
|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 20                 | 50                 | 500               | แข็ง       |



รหัสเอกสาร: 01-14 สเปค ด้ามฟ้า 20X500 มม.



สายด่วน 097-4535642  
สายด่วน 081-9195142  
info@etmmmedical.com  
www.etmmmedical.com