




บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์** แปรงปิดหน้าเรียบด้ามแดง
- แหล่งผลิต** ออสเตรเลีย
- วัตถุประสงค์การใช้งาน** แปรงสำหรับทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ หรือพื้นผิวหน้าเรียบ และซี่ต่าง ๆ
- คุณลักษณะ**
- ขนแปรงทำจากไนลอน ทนทาน มีความยืดหยุ่นดี กันน้ำ
 - ด้ามแปรงทำจาก Polypropylene (PP) ซึ่งมีความทนทาน ไม่หักงอง่าย และคงรูปได้ดี สามารถทนความร้อนได้ 160-170°C
 - ตัวแปรงสามารถนำเข้ากระบวนการล้างที่อุณหภูมิ 90°C ได้
- ขนาด และการออกแบบ** มีการแบ่งลักษณะด้าม ความยาวด้าม และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวแปรง ดังนี้

รหัสสินค้า	ความยาวขนแปรง (ม.ม.)	ขนาดหัวแปรง (ม.ม.)	ความยาวด้าม (ม.ม.)	ลักษณะขนแปรง
CH-22-BL-012	25.0	80.0	220	นุ่มพิเศษ



คลินิกอบรมวิชาการ
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmmedical.com
www.etmmmedical.com