



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์** แปรงปัดสนิมบนสแตนเลส
- วัตถุประสงค์การใช้งาน** ใช้ขัดล้างคราบสกปรกที่ฝังแน่นที่ทำความสะอาดยาก
- คุณสมบัติ**
- ด้ามแปรงทำจาก Polypropylene (PP) ซึ่งมีความทนทาน ไม่หักงอง่าย และคงรูปได้ดี สามารถทนความร้อนได้ 160-170°C
 - ขนแปรงทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) 304 ขนาดขนแปรง 0.10 มิลลิเมตร อ่อนนุ่ม ลดการกัดกร่อนของพื้นผิว สามารถทนความร้อนได้ 1,510°C
 - ตัวแปรงสามารถนำเข้ากระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อได้

