



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์** แปรงปิดสนิมขนทองเหลือง
- วัตถุประสงค์การใช้งาน** ใช้ขัดล้างคราบสกปรกที่ฝังแน่นที่ทำความสะอาดยาก
- คุณสมบัติ**
- ด้ามแปรงทำจาก Polypropylene (PP) ซึ่งมีความทนทาน ไม่หักงอง่าย และคงรูปได้ดี สามารถทนความร้อนได้ 160-170°C
 - ขนแปรงทำจากทองเหลืองแท้ ขนาด 0.13 มิลลิเมตร อ่อนนุ่ม ลดการกัดกร่อนขอพื้นผิว สามารถทนความร้อนได้ 1,084.62°C
 - ตัวแปรงสามารถนำเข้ากระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อได้

