



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์** แปร่งยาว 7 มม. X 1,000 มม. มีด้ามจับ
- แหล่งผลิต** ประเทศไทย
- วัตถุประสงค์การใช้งาน** ใช้ขัดล้างพื้นผิวภายในของอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นหลอดท่อ
- คุณลักษณะ**
- ขนแปรงทำจากไนลอน ทนทาน มีความยืดหยุ่นดี กันน้ำ สามารถทนความร้อนได้ 120°C สามารถเข้ากระบวนการล้างที่ 90°C ได้
 - ก้านแปรงทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) 304 มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ระดับความแข็ง 92 Rockwell B มีความทนทานต่อแรงเครียดได้ 520-720 MPa
 - ด้ามแปรงทำจาก Polypropylene (PP) ซึ่งมีความทนทาน ไม่หักงอง่าย และคงรูปได้ดี สามารถทนความร้อนได้ 160-170°C
- ขนาด และการออกแบบ** มีการแบ่งลักษณะด้าม ความยาวด้าม และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวแปรง ดังนี้

ขนาดหัวแปรง (ม.ม.)	ความยาวหัว แปรง (ม.ม.)	ความยาวด้าม (ม.ม.)	ลักษณะด้าม
7.0	150	1,000	แข็ง

