



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- | | |
|-----------------------|--|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แปรงยาว 12 มม. X 1,000 มม. มีด้ามจับ |
| วัตถุประสงค์การใช้งาน | ใช้ขัดล้างพื้นผิวภายในของอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นหลอดท่อ |
| ลักษณะเฉพาะ | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวแปรง 20 มม.
ขนาดความยาวก้าน 100 ซม. (ไม่รวมด้าม) |
| คุณสมบัติ | <ul style="list-style-type: none">- ด้ามแปรงทำจาก Polypropylene (PP) ซึ่งมีความทนทาน ไม่หักงอง่าย และคงรูปได้ดี สามารถทนความร้อนได้ 160-170°C- ขนแปรงทำจาก Nylon 6/6 ขนาด 0.4 มิลลิเมตร ทนทาน มีความยืดหยุ่นดี กันน้ำ สามารถทนความร้อนได้ 265°C- ก้านแปรงทำจากอลูมิเนียม (Aluminums) ทนความร้อนได้ 660.32°C- ตัวแปรงสามารถนำเข้ากระบวนการล้างที่อุณหภูมิ 90°C ได้ |



รหัสเอกสาร: สเปค ด้ามพลาสติก 20X1000 มม.



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmedical.com
www.etmmedical.com