



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด  
ETM Medical Co., Ltd.

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์** แปรงล้างกระบอกไดอาเทอร์มี (Diathermy Quiver Brush)
- แหล่งผลิต** ออสเตรเลีย
- วัตถุประสงค์การใช้งาน** แปรงสำหรับทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องแก้วที่มีลักษณะเป็นโถหรือกระบอก
- คุณลักษณะ**
- ขนแปรงทำจากไนลอน ทนทาน มีความยืดหยุ่นดี กันน้ำ
  - ก้านแปรงทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) 304 มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ระดับความแข็ง 92 Rockwell B มีความทนทานต่อแรงเครียดได้ 520-720 MPa
  - ตัวแปรงสามารถนำเข้ากระบวนการล้างที่อุณหภูมิ 90°C ได้
- ขนาด และการออกแบบ** มีการแบ่งลักษณะด้าม ความยาวด้าม และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวแปรง ดังนี้

| รหัสสินค้า   | ขนาดหัวแปรง<br>(ม.ม.) | ความยาวด้าม<br>(ม.ม.) | ลักษณะด้าม |
|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| CH-45-JA-050 | 50.0                  | 450                   | แข็ง       |
| CH-60-JA-050 | 50.0                  | 600                   | แข็ง       |



คลินิกอบรมวิชาการ  
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ  
ทางการแพทย์ และการ  
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642  
สายด่วน 081-9195142  
info@etmmmedical.com  
www.etmmmedical.com