



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ชื่อผลิตภัณฑ์** แปรงล้างขวดนม (Baby Bottle Brush)
- แหล่งผลิต** ออสเตรเลีย
- วัตถุประสงค์การใช้งาน** แปรงสำหรับทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแก้วที่มีลักษณะเป็นโถหรือกระบอก
- คุณลักษณะ**
- ขนแปรงทำจากไนลอน ทนทาน มีความยืดหยุ่นดี กันน้ำ สามารถใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิไม่เกิน 120°C
 - *ห้ามนำเข้ากระบวนการล้าง (Washing) ที่อุณหภูมิ 90°C
 - *ห้ามนำเข้ากระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) ที่อุณหภูมิ 137°C*
- ขนาด และการออกแบบ** มีการแบ่งลักษณะด้าม ความยาวด้าม และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัวแปรง ดังนี้

รหัสสินค้า	ขนาดหัวแปรง (ม.ม.)	ความยาวด้าม (ม.ม.)	ลักษณะด้าม
CH-30-BM-050	50.0	300	แข็ง



คลินิกอบรมวิชาการ
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmmedical.com
www.etmmmedical.com