

รหัสสินค้า PR-01-TS-310 LumCheck ชุด 2 ชิ้น

PR-01-TS-300 TOSI-LumCheck ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น/กล่อง

ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องล้างอัตโนมัติ ในการทำความสะอาดพื้นผิวภายในอุปกรณ์หลอดท่อ (MIS, Tubular Instruments)



LumCheck ชุด 2 ชิ้น

หลอดท่อจำลองอุปกรณ์ MIS ใช้บรรจุ

TOSI-LumCheck เพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องล้าง

อัตโนมัติในการล้างพื้นผิวภายใน

- ☑ ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ทันที ลดข้อผิดพลาดในการเตรียมการ
- ☑ ระบุปัญหาได้ชัดเจน ช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น
- ☑ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำที่ได้รับการรับรอง JCI



TOSI-LumCheck 25 ชิ้น/กล่อง

ตัวสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องล้างอัตโนมัติใน
การล้างพื้นผิวภายในอุปกรณ์ MIS ใช้บรรจุใน LumCheck

ตรวจชี้ปัญหาการทำงานของเครื่องล้าง

ชัดเจน ตรงจุด

ช่วยให้ทุกคนแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

การจัดเก็บ TOSI-FlexiCheck

- เก็บไว้ในถุงบรรจุ อุณหภูมิ 2°C-25°C เปิดผนึกก่อนการใช้งาน
ทันทีเท่านั้น
- เก็บไว้ให้พ้นจากแสงแดด ความร้อน และสารเคมี
- บรรจุ 25 ชิ้นต่อกล่อง
- อายุการเก็บรักษาได้นานถึง 18 เดือน หลังการผลิต

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย



คลิปอบรมวิชาการ
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmedical.com
www.etmmedical.com