



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	SONOCHECK
ผู้ผลิต	PEREG GMBH ประเทศเยอรมนี
วัตถุประสงค์การใช้งาน	ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัลตราโซนิกส์
ทฤษฎีการตรวจวัด	ตรวจจับฟองคลื่นการสั่นสะเทือนของอัลตราโซนิกส์
คุณสมบัติ	- ตรวจวัดระดับพลังของคลื่นอัลตราโซนิกส์ - ของเหลวภายในเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง เมื่อได้รับระดับพลังงานคลื่นอัลตราโซนิกส์ที่เหมาะสม - ไม่ทิ้งสารเคมีเป็นพิษตกค้างในอ่างล้าง
บรรจุภัณฑ์	- บรรจุกล่อง กล่องละ 30 ตัวทดสอบ
มาตรฐานความปลอดภัย	ไม่มีสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมตามความหมายของระเบียบว่าด้วยสารอันตราย (EC) หมายเลข 1272/2008 (CLP)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	AS2773.1/ AS2773.2-1999 และ AS/NZ4187-2003
มาตรฐานการผลิต	ผ่านการควบคุมตามมาตรฐาน ISO9001
การทดลองใช้	ผ่านการทดลองใช้งานที่หน่วยงานแล้วได้ผลดี
อายุการใช้งานเมื่อส่งมอบ	ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ลูกค้าอ้างอิง	

โรงพยาบาลรัฐ	โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา
โรงพยาบาลเลิดสิน	โรงพยาบาลเซ็นทรัลเอนเนอร์
โรงพยาบาลเปาโล	โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลแม่สะเรียง	โรงพยาบาลขอนแก่นราม
โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน	โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304
โรงพยาบาลกระบี่	โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี	โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี	โรงพยาบาลพระรามเก้า

รหัสเอกสาร: SONO002-สเปค



คลิปอบรมวิชาการ
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmedical.com
www.etmmedical.com



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

ลูกค้าอ้างอิง

โรงพยาบาลรัฐ	โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์	โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น
โรงพยาบาลชลบุรี	โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาลตะกั่วป่า	โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลตำรวจ	โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลนครปฐม	โรงพยาบาลศิริรินทร์
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	โรงพยาบาลสายไหม
โรงพยาบาลนายายอาม	โรงพยาบาลสินแพทย์
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	โรงพยาบาลสินแพทย์บางนา
โรงพยาบาลบ้านโป่ง	โรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกา
โรงพยาบาลปิยะมหาราชากรุณย์	โรงพยาบาลสุขุมวิท
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	โรงพยาบาลหริภุญชัย
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี	คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	
โรงพยาบาลพลพลพยุหเสนา	
โรงพยาบาลพานทอง	
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
โรงพยาบาลระยอง	
โรงพยาบาลราชวิถี	
โรงพยาบาลรามาธิบดี	
โรงพยาบาลศรีธัญญา	
โรงพยาบาลศรีนครินทร์	
โรงพยาบาลศรีสะเกษ	
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
โรงพยาบาลสิรินธร	
โรงพยาบาลอานันทมหิดล	
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ขอนแก่น	
สถาบันโรคทรวงอก	

รหัสเอกสาร: SONO002-สเปค



คลิปอบรมวิชาการ
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmmedical.com
www.etmmmedical.com



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รหัสเอกสาร: SONO002-สเปค



คลิปอบรมวิชาการ
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmedical.com
www.etmmedical.com