



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	SONOCHECK
ผู้ผลิต	PEREG GMBH ประเทศเยอรมนี
วัตถุประสงค์การใช้งาน	ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัลตราโซนิกส์
ทฤษฎีการตรวจวัด	ตรวจจับฟองคลื่นการสั่นสะเทือนของอัลตราโซนิกส์
คุณสมบัติ	- ตรวจวัดระดับพลังของคลื่นอัลตราโซนิกส์ - ของเหลวภายในเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง เมื่อได้รับระดับพลังงานคลื่นอัลตราโซนิกส์ที่เหมาะสม - ไม่ทิ้งสารเคมีเป็นพิษตกค้างในอ่างล้าง
บรรจุภัณฑ์	บรรจุกล่อง กล่องละ 30 ตัวทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	AS2773.1/ AS2773.2-1999 และ AS/NZ4187-2003
มาตรฐานการผลิต	ผ่านการควบคุมตามมาตรฐาน ISO9001
การทดลองใช้	ผ่านการทดลองใช้งานที่หน่วยงานแล้วได้ผลดี
อายุการใช้งานเมื่อส่งมอบ	ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ลูกค้าอ้างอิง

โรงพยาบาลรัฐ	โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	โรงพยาบาล ซีจีเอช ลำลูกกา
โรงพยาบาลเลิดสิน	โรงพยาบาลเซ็นทรัลเอนเนอร์
โรงพยาบาลแม่สะเรียง	โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลกระบี่	โรงพยาบาลขอนแก่นราม
โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์	โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (304)
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี	โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลชลบุรี	โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โรงพยาบาลตำรวจ	โรงพยาบาลพระรามเก้า
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	โรงพยาบาลรามคำแหง

รหัสเอกสาร: SONO007-แบบประเมินผลทดลองใช้



คลิปอบรมวิชาการ
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmedical.com
www.etmmedical.com



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

ลูกค้าอ้างอิง

โรงพยาบาลรัฐ	โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลนaylor	โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลปิยมหาราช	โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	โรงพยาบาลศิรินครินทร์
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี	โรงพยาบาลสายไหม
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	โรงพยาบาลสินแพทย์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	โรงพยาบาลสินแพทย์บางนา
โรงพยาบาลระยอง	โรงพยาบาลสินแพทย์ลำลูกกา
โรงพยาบาลรามธิบดี	โรงพยาบาลสุขุมวิท
โรงพยาบาลศรีนครินทร์	โรงพยาบาลทริภูมัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
โรงพยาบาลอานันทมหิดล	
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ขอนแก่น	
สถาบันโรคทรวงอก	

หน่วยงานที่ทดลองใช้

ผลการทดลองใช้

ข้อเสนอแนะ

ลายมือชื่อผู้ทดลองใช้

ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อผู้อนุมัติสั่งซื้อ

()

()

()

รหัสเอกสาร: SONO007-แบบประเมินผลทดลองใช้



คลิปอบรมวิชาการ
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmmedical.com
www.etmmmedical.com