



บริษัท อีทีเอ็ม เมดิคอล จำกัด
ETM Medical Co., Ltd.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	แผ่นทำความสะอาดคราบสนิม (Stain/Rust Remover Pad)
ผู้ผลิต	CHEIRONHEALTHCARE ประเทศออสเตรเลีย
วัตถุประสงค์การใช้งาน	เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบเฉพาะจุด เพื่อลบคราบหรือสิ่งสกปรกที่ติดแน่น โดยเฉพาะคราบที่มักพบที่ปลายคีมจีไฟฟ้า (Diathermy Forceps Tips)
ข้อควรระวัง	ห้ามใช้กับพื้นผิวที่มีฉนวน (Insulated Surfaces)
คุณสมบัติ	- ยาว 19 เซนติเมตร - วัสดุหายาสำหรับการขัดทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ - สีส้ม - *ห้ามล้างที่อุณหภูมิสูง 90°C และนำเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) ที่อุณหภูมิ 134°C*
บรรจุภัณฑ์	บรรจุกล่อง 3 ชิ้น



คลิปอบรมวิชาการ
“การล้างอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ และการ
ตรวจวัดประสิทธิภาพ”



สายด่วน 097-4535642
สายด่วน 081-9195142
info@etmmedical.com
www.etmmedical.com